

Ecstasy/MDMA/XTC

Algemeen	
Therapeutische groep	Drugs
Merknaam	zie toxicologie.org (http://toxicologie.org/)
Bepalingsfrequentie	<ul style="list-style-type: none">DagelijksCITO en buiten openingstijden: alleen na overleg tussen arts en apotheker
CTG-code	072812
Analysemethode	Immuno-assay
Opmerking	Wij voeren geen testen voor CBR keuring uit

Aanvraag specificaties	
Materiaal	Urine (labcode: UPPLA)
Minimum hoeveelheid	2 ml
Afname tijd	n.v.t.
Bewaring: 4°C	Verzending: kamertemp.

Referentiewaarden	microgram/L
Positieve cutoff waarde	500
Steeds ook een creatinine in urine laten bepalen. Als creatinine in urine < 2 mmol/l dan is in-vivo/in-vitro verdunning waarschijnlijk.	

Achtergrond informatie
<ul style="list-style-type: none">Bepaling van ecstasy kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of bij een mogelijke intoxicatie.De test reageert ook positief op verwante drugs zoals: MDEA, MBDB, BDB, PMA, en amfetamine-achtigen (in hoge concentraties).De test reageert NIET positief op methylfenidaat (Ritalin, Concerta)Concentraties in urine zijn nauwelijks te relateren aan gebruikte dosis, concentratie in plasma of toxische effecten.Ecstasy is in urine 1 - 3 dagen aantoonbaar.Sommige (genees)middelen kunnen de bepaling storen, overleg bij twijfel met de dienstdoende apotheker.

Bronnen
<ul style="list-style-type: none">Behandeling: zie toxicologie.org (http://toxicologie.org/)https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoe-lang-zijn-drugs-aantoonbaar/Moeller KE, Lee KC, Kissack JC. Urine drug screening: practical guide for clinicians. Mayo Clin Proc. 2008 Jan, 83(1) 66-76.