

Pipamperon

Algemeen	
Therapeutische groep:	Antipsychotica
Merksnaam:	Dipiperon
Bepalingsfrequentie:	<ul style="list-style-type: none"> 2 x per week op maandag en woensdag <i>Monster dient op dag van bepaling uiterlijk om 07:30 uur gearriveerd te zijn bij het Algemeen Klinisch Laboratorium</i> CITO en buiten openingstijden: alleen na overleg tussen arts en apotheker
Doorlooptijd rapportage:	Uitslagen zijn bekend op einde dag van analyse
CTG-code:	072884
Analysemethode:	LC-MS/MS
Kwaliteitssysteem:	ISO 15189 (M329), KF.TDM.02
Opmerking:	

Aanvraag specificaties	
Materiaal:	Serum (stolbuis) of plasma (EDTA-buis Labcode: BVEAJ)
Minimum hoeveelheid :	4 ml
Afname tijd:	8.00 uur (dalspiegel, vlak voor de volgende gift)
Bewaring: -20 ^o C	Verzending: 4 ^o C
Aanvraagformulier:	https://ziekenhuisapothek.catharinaziekenhuis.nl/aanvraagformulieren/

Referentiewaarden (microgram/L)	Therapeutisch	Toxisch
<i>pipamperon</i>	100 - 400	> 500

Achtergrond informatie
<ul style="list-style-type: none"> Bepaling wordt geadviseerd in de volgende situaties: <ul style="list-style-type: none"> Als beoogde effect uitblijft Informatie over therapietrouw Bij onacceptabele/toenemende bijwerkingen Bij leverfunctiestoornis Bij geneesmiddelinteracties (starten/stoppen/dosisverandering) Na dosisverandering (oraal na 1 week) Kinetiek De Cmax wordt na ong. 2 uur bereikt. Wordt gemetaboliseerd en voornamelijk in de vorm van metabolieten uitgescheiden met de urine. De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 17-22 uur

Bronnen
<ul style="list-style-type: none"> Schulz M, Iwersen-Bergmann S, Andresen H, Schmoltdt A: Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000 drugs and other xenobiotics. <i>Critical Care</i> 2012, 16:R136 AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. <i>Pharmacopsychiatry</i>. 2018 Jan;51(1-02):9-62.

Pipamperon

Versiebeheer		
Versie 01	Dec 2021	1e versie monografie opgesteld in ISO 15189 format
Versie 02	Mrt 2023	Update monografie n.a.v. ISO 15189 accreditatie: <ul style="list-style-type: none">• Aanlevertijd monsters opgenomen• Doorlooptijd rapportage opgenomen• Verwijzing naar Kwaliteitssysteem opgenomen ISO 15189 (M329), KF.TDM.02• Hyperlink naar Aanvraagformulier TDM en Toxicologisch onderzoek toegevoegd• Kop Versiebeheer opgenomen