

Pipamperon

Algemeen	
Therapeutische groep	Antipsychotica
Merksnaam	Dipiperon
Bepalingsfrequentie	<ul style="list-style-type: none">• 2 x per week: maandag en woensdag• CITO en buiten openingstijden: alleen na overleg tussen arts en apotheker
CTG-code	072884
Analysemethode	LC-MS/MS
Opmerking	

Aanvraag specificaties	
Materiaal	Serum (stolbuis) of plasma (EDTA-buis Labcode: BVEAJ)
Minimum hoeveelheid	4 ml
Afname tijd	8.00 uur (dalspiegel, vlak voor de volgende gift)
Bewaring: -20 ^o C	Verzending: 4 ^o C

Referentiewaarden (microgram/L)	Therapeutisch	Toxisch
<i>pipamperon</i>	100 - 400	> 500

Achtergrond informatie
<ul style="list-style-type: none">• Bepaling wordt geadviseerd in de volgende situaties:<ul style="list-style-type: none">- Als beoogde effect uitblijft- Informatie over therapietrouw- Bij onacceptabele/toenemende bijwerkingen- Bij leverfunctiestoornis- Bij geneesmiddelinteracties (starten/stoppen/dosisverandering)- Na dosisverandering (oraal na 1 week)• Kinetiek De C_{max} wordt na ong. 2 uur bereikt. Wordt gemetaboliseerd en voornamelijk in de vorm van metabolieten uitgescheiden met de urine. De eliminatiehalfwaardetijd bedraagt 17-22 uur

Bronnen
<ul style="list-style-type: none">• Schulz M, Iwersen-Bergmann S, Andresen H, Schmoldt A: Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000 drugs and other xenobiotics. <i>Critical Care</i> 2012, 16:R136• AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. <i>Pharmacopsychiatry</i>. 2018 Jan;51(1-02):9-62.